

Plum Augenspülflasche 4707 mit 1000 ml Augenspüllösung



Augenspülflasche mit 1000 ml steriler Natriumchloridlösung (0,9%). Ausgestattet mit einer ergonomisch geformten Augenschale und Staubkappe. Die Flasche ist zur Nachfüllung der Augenspülstation Maxi und für den Einzeleinsatz geeignet.

- PZN-Nr. 3099111
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- Spülzeit: ca. 10 Minuten
- Gemäß DIN EN 15154-4:2009

Natriumchloridlösung (0,9%)

Augenspülflaschen mit 0,9% Natriumchloridlösung zum Ausspülen von Fremdkörpern, wie z. B. Staub, Schmutz, Splitter o. ä.

Produkt-Eigenschaften

- Spüldauer ca. 10 Minuten
- einfache Handhabung
- ergonomische Augenschalen, die für einen effektiven Flüssigkeitsstrom sorgen
- benutzerfreundliches Design, durch das die Flaschen sich mit einem einzigen Handgriff rasch und leicht öffnen lassen
- die Flaschen sind nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt - bei Wiederverwendung besteht ein Infektionsrisiko
- die Flaschen sind CE-gekennzeichnet und die Produkte sind ca. 3 Jahre haltbar
- gemäß DIN EN 15154-4:2009

Artikel-Nr.: **4707**